

<b>4. OGI-ROLL</b>	Modelo: <b>OGI-ROLL</b>
	
Descripción:	Andador de aluminio con cesta, asiento y con frenos por presión y ruedas.
Altura máxima:	88 cm
Altura mínima:	78,50 cm
Ancho total:	56 cm
Largo total:	59 cm
Peso total:	4,85 kg
Colores:	Azul y Rojo.
Resistencia:	Peso máximo usuario 130 kg.
Altura de asiento:	49 cm
Información adicional:	Las patas traseras deben llevar los agujeros por si se quieren poner ruedas de freno por presión a 76mm.
Accesorios:	Freno por presión.
	Cesta metálica.
	Bolsa negra con el logo de O.G.I. bordado.