

MODELO: URBAN I – 400

DESCRIPCIÓN



Silla de ruedas eléctrica plegable con baterías de litio y con rueda trasera de 400 mm (16"). Ideal para espacios estrechos y muy fácil de manejar.

- Chasis con doble cruceta con orejas soldadas en el mismo.
- Tapicería confortable y resistente de nylon negro acolchado de espuma, SOFT CUSHION de serie y cinta en apoyapiés del mismo color.
- Apoya brazos abatibles hacia atrás.
- Apoyapiés en tubo redondo integrados en el chasis del mismo color y plegables.
- Cinturón de seguridad para el paciente.
- Joystick escamoteable.

PARÁMETROS

PARÁMETROS	MEDIDAS
Longitud sin/con reposapiés	78/89 cm
Ancho de asiento	41 cm / 43 cm /46 cm
Ancho total	56,50 cm / 58,50 cm /60,50 cm
Tamaño embalaje	80x39x76 cm
Fondo de asiento	40 cm
Altura de asiento	49 cm
Chasis / Material	Doble cruceta / Aluminio
Color Chasis	Plateado
Color tapicería	Azul - negro
Peso total silla	23 Kg
Velocidad	6km/h
Pendiente máxima	12°
Peso máximo usuario	110 Kg
Respaldo	Partido
Altura del respaldo	43 cm
Altura reposabrazos	21 cm
Reposapiés	Abatibles. Forman parte del chasis
Radio de giro	80 cm
Autonomía	25 Km aprox.
Ruedas delanteras	Maciza PU 7"
Ruedas traseras	Maciza PU 16"
Batería	Litio 1 unidad de 24V 22Ah
Potencia motores	2 unidades de 150 W
Cargador baterías	24V corriente continua + 4Ah

*Todas las medidas en esta ficha son orientativas y sujetas a cambios y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda o para confirmación ponganse en contacto con nuestro departamento de atención al cliente: info@orthoglobalideas.com